



**automatischer Scheitelbrechwertmesser REICHERT / Ametek LensChek Plus**

- Gleitsichtglasprogramm mit Gleitsichterkennung
- Einstärken- und Mehrstärkenmodus
- Anzeichnungsvorrichtung
- Thermodrucker
- Schnittstelle RS 232
  
- sph. 0 bis +/- 25 dpt., Abstufung 0,01 / 0,12 / 0,25 dpt.
- cyl. 0 bis +/- 10,00 dpt., Abstufung 0,01 / 0,12 / 0,25 dpt.
- Achse 0 bis 180 Grad, Abstufung 1 Grad
- Prismen 0 bis 10,00 pdpt., Abstufung 0,01 / 0,12 / 0,25 dpt.
- Glasdurchmesser ca. 28 bis 100 mm
  
- Stromversorgung: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 60 VA
- Abmessungen ca. 419 - 467 x 184 x 229 mm (HxBxT)

**Lieferumfang:**

- 1 x Scheitelbrechwertmesser LensChek Plus mit Netzkabel

**Versandgewicht:**

- 6,5 kg

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
235.24.064	LensChek Plus	2.226,89	2.650,00



automatischer Scheitelbrechwertmesser REICHERT / Ametek LensChek Plus

