



Reinigung / Reparatur ihres AO-Phoropter (Reichert – American-Optical – Leica) oder „AO-Typ“ Phoropter (z.B. Magnon – Nidek – Rodenstock – Shin-Nippon – Topcon) – mit einer Reinigungspauschale, die Kosten bleiben übersichtlich

Ist ihr Phoropter in die Jahre gekommen, und schon lange nicht mehr überprüft oder gereinigt worden.

Die Gläser sind verdreckt - was macht das für einen Eindruck bei Ihren Kunden / Patienten !!

Sie wollen daher Ihren AO Phoropter (Reichert – American -Optical – Leica) überprüfen und reinigen lassen, und Ihren Kunden / Patienten endlich wieder klare Durchsicht d.h. saubere Gläser anbieten, dann sind sie bei uns richtig.

Wir reinigen und reparieren Ihren AO Phoropter (Reichert – American Optical – Leica) oder „AO-Typ“ Phoropter (z.B. Magnon – Nidek – Rodenstock – Shin-Nippon – Topcon)

Vorgehensweise:

- Sie senden uns Ihren Phoropter zu, wir reinigen diesen (ca. 2 – 3 Wochen), und senden Ihnen diesen wieder zurück.
- Wir senden Ihnen zu diesem Zweck, gerne eine Original-Transport-Verpackung zu.
- Sollten Sie kein Ersatzgerät haben, bieten wir Ihnen für die Dauer der Reparatur ein LEIHGERÄT – einen LEIH-PHOROPTER an, dieser wird mit einer Pauschale verrechnet.

Information zu Reinigung und Reparatur:

- Wir weisen darauf hin, dass es vereinzelte Fabrikate gibt (vor allem sehr preiswerte Geräte) welche wir nicht reparieren und auch nicht reinigen. Dieses läßt sich jedoch erst nach erfolgter Überprüfung bei Topomed in Eching feststellen.
- Wir weisen darauf hin, dass bei der Reinigungspauschale keine Ersatzteile enthalten sind.
- Sollte sich herausstellen, dass an Ihren Phoropter irgendetwas kaputt ist, und/oder Ersatzteile benötigt werden, werden diese separat berechnet.

Informationen zu zirkularer Polarisation:

- wir bauen Ihren AO-Phoropter oder „AO-Typ“ Phoropter um, indem wir Ihnen 2 Zirkularfilter in die Filterscheibe einbauen
- Sie müssen uns lediglich mitteilen, welchen vorhandenen Filter wir entfernen sollen
- die meisten entscheiden sich für den Maddoxzylinder
- das würde bedeuten: Maddoxzylinder rein und Zirkularfilter rein



Reinigung ihres AO-Phoropter (Reichert – American-Optical – Leica) oder „AO-Typ“ Phoropter (z.B. Magnon – Nidek – Rodenstock – Shin-Nippon – Topcon) – mit einer Reinigungspauschale, die Kosten bleiben übersichtlich



Lieferumfang - es handelt sich hier eine Serviceleistungen:

- Reinigung eines Phoropters ohne Reparatur = RP-1
- Reinigung eines Phoropters mit Reparatur = RP-2
- Reinigung eines Phoropters ohne Reparatur = RP-3 INKL. Umbau auf zirkulare Polarisation
- Reinigung eines Phoropters mit Reparatur = RP-4 INKL. Umbau auf zirkulare Polarisation
- Leihgerät für die Dauer der Reparatur

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
200.01.001	Reinigungspauschale (RP-1) ohne Reparatur	831,93	990,00
200.01.002	Reinigungspauschale (RP-2) inkl. kleiner Reparaturen	915,97	1.090,00
200.01.003	Reinigungspauschale (RP-3) ohne Reparatur inkl. Umbau auf zirkulare Polarisation	1.168,07	1.390,00
200.01.004	Reinigungspauschale (RP-4) inkl. kleiner Reparaturen inkl. Umbau auf zirkulare Polarisation	1.252,10	1.490,00
200.00.128	Leihgerät Phoropter für die Dauer der Reparatur	155,46	185,00