



### Instrumententisch symmetrisch TOPOMED TST-3500

Der Instrumententisch TST-3500 mit seiner symmetrischen Motorsäule ist universell einsetzbar. Mit seiner elektrischen Höhenverstellung, passt er sich hervorragend an die notwendige Höhenposition an. Der TST-3500 ist geeignet für z.B.: Refraktometer – Keratometer – Non-Contact-Tonometer – Perimeter – Spaltlampen – Irlsmikroskope – Scheitelbrechwertmesser u.ä.

- Tischplatte ca. 580 x 470 mm
- elektromotorische Höhenverstellung durch Handschalter von ca. 660 bis 850 mm
- Kabeldurchführung auf der Tischplatte
- 2 Steckdosen oben an der Hubsäule (unter der Tischplatte)
- kleine Schublade für Zubehör
- belastbar bis ca. 50 kg
- Leichtbausatz mit 4 feststellbaren Rollen
  
- Stromversorgung: 220-230 V / 50 Hz

#### Versandgewicht:

- 21 kg

#### Lieferumfang:

- 1 x Instrumententisch TST-3500 mit Netzkabel

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
100.12.004	TST-3500	663,87	790,00



TOPOMED Vertrieb e.K.- Heidestr. 26 - D-85386 Eching  
Internet: [www.topomed.de](http://www.topomed.de) - E-Mail: [office@topomed.de](mailto:office@topomed.de)  
Tel.: 0 89 / 3 19 51 25 - Fax 0 89 / 3 19 11 60



WG 11

Preise €, freibleibend, per Stück, zzgl. Versandkosten

01.05.2021

### Instrumententisch symmetrisch TOPOMED TST-3500

