



Heißluftgerät / Ventilette TOPOMED Mod. THG-520

- mit Erwärmungstopf
- Ein-/Ausschalter
- 2 Schalter für Heißluft mit voreingestellten Temperaturen
- Stromversorgung: 220-230V
- Leistungsaufnahme: ca. 500W
- Temperatur 1: ca. 80° C
- Temperatur 2: ca. 100° C
- Abmessungen: ca. 248 x 145 x 92 mm (BxHxT)

Versandgewicht:

- 2 kg

Lieferumfang:

- 1 x Heißluftgerät THG-520 mit Erwärmungstopf und Netzkabel

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
660.11.320	THG-520	206,72	246,00



Heißluftgerät TOPOMED Mod. THG-520

