



Gläserkasten / Probiergläserkasten TOPOMED Mod. TGK-1260PE vergütet (entspiegelt)

259 entspiegelte Gläser
 Breitrandfassung / Kunststoffrahmen
 Außendurchmesser ca. 38 mm
 freier Glasdurchmesser ca. 25 mm

39 Paar +/- sphärische Gläser:

- 0,25 bis 6,00 dpt. in 0,25 dpt.,
- 6,50 bis 10,00 dpt. in 0,50 dpt.,
- 11,00 bis 14,00 dpt. in 1,00 dpt.,
- 16,00 bis 20,00 dpt. in 2,00 dpt.

20 Paar +/- zylindrische Gläser:

- 0,25 bis 4,00 dpt. in 0,25 dpt.,
- 4,50 bis 6,00 dpt. in 0,50 dpt.

14 Prismengläser:

- je 2 x 0,5, 1, 2, 3, 4 pdpt.,
- je 1 x 5, 6, 8, 10 pdpt.

9 Sondergläser:

- Planglas rot, Planglas grün, Schlitzblende, Lochblende, Abdeckscheibe, Mattglas, Maddox-Zylinder transparent, Planglas mit Kreuzmarke, Planglas

Kreuzzylinder:

- 1 Kreuzzylinder mit Griff +/- 0,25 dpt.
- im Aluminiumkoffer: ca. 545 x 360 x 95 mm
- herausnehmbarer Holz-Nutenrahmen: ca. 519 x 319 x 35 mm

Versandgewicht:

- 8 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gläserkasten TGK-1260PE im Aluminiumkoffer

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
235.42.090	TGK-1260PE	1.050,42	1.250,00



Gläserkasten / Probiertgläserkasten TOPOMED Mod. TGK-1260PE vergütet (entspiegelt)

