



Strich-Skiaskop / Retinoskop TOPOMED Mod. TRS-200 3,5V mit Ladegriff

Mit dem Strich-Skiaskop TRS-200 wird die Brechkraft der Augen gemessen. Brechungsfehler wie Kurz- und Weitsichtigkeit sowie Astigmatismus können erkannt und bestimmt werden.

Der strichförmige Reflex wird senkrecht und mit leichten Pendelbewegungen zur Achse über die Pupillen des Patienten bewegt. Mitläufige Schattenbewegungen (Pluslinie) ist weitsichtig. Gegenläufige Schattenbewegung (Minuslinie) ist kurzsichtig.

- einfache Bedienung durch Rändelschraube
- das Bild kann mit den Bedienungselement fokussiert und um 360 Grad gedreht werden
- Winkel an der integrierbaren Skakla ablesbar
- staubdichtes, sehr robustes Gehäuse aus schlagfesten Kunststoff
- Halterung zum einhängen und fixieren der Fixationskarten für dynamische Skiaskopie
- integrierter Brillenschutz
- Bajonett-Verschluss zum schnellen und sicheren Befestigen am Griff
- einfacher Lampenwechsel an der Unterseite des Skiaskop
- Xenon-Beleuchtung (3.200K)
- hervorragende Farbwiedergabe nahe dem natürlichen Tageslicht für eine sichere Diagnose

Versandgewicht:

- 1,5 kg

Lieferumfang:

- Strich-Skiaskop / Retinoskop TRS-200 3,5 V
- Fixationskarten für dynamische Skiaskopie
- Li-Ionen Ladegriff Typ CL mit stufenloser Helligkeitsregelung mit Steckernetzteil
- Halogenlampe 3,5V als Reserve
- Hartschalen-Etui für Skiaskop + Fixationskarten + Griff + Halogenlampe

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
240.10.067	Skiaskop TRS-200	450,42	536,00