



**VORFÜHRGERÄT:**

**Non Contact Tonometer Reichert 7 CR (Cornela Response Technology)**

Reichert 7 ist die siebte Generation des benutzerfreundlichen und berührungslosen Non-Contact-Tonometers.

Die Messung, die als Corneal Compensated IOP (IOPcc) ausgegeben wird, berücksichtigt bei der Untersuchung die kornealen viskuelastischen Fähigkeiten der Hornhaut, welche vom Standard abweichen können.

Eine Messung der Hornhautdicke (Pachymetrie) und Abgleich des Messwertes ist aufgrund dieser Technologie nicht mehr notwendig.

- mit beweglicher Stirnstütze und Fixationshilfe
- CD-Farbmonitor mit Touchscreen
- vollautomatische Ausrichtung
- einfache Positionierung
- links / rechts Stirnverschiebung links / rechts
- 1-fach Messung oder automatische 3-fach Messung
- Meßbereich 7 - 60 mm Hg
- USB-Schnittstelle
- eingebauter Drucker
  
- Stromversorgung: 240V - 50/60Hz

**Versandgewicht:**

- 15 kg

**Lieferumfang:**

- 1 x Non Contact Tonometer REICHERT 7 CR mit Netzkabel - VORFÜHRGERÄT

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
200.13.024-VF	Reichert 7 CR	5.966,39	7.100,00



TOPOMED Vertrieb e.K.- Heidestr. 26 - D-85386 Eching  
Internet: [www.topomed.de](http://www.topomed.de) - E-Mail: [office@topomed.de](mailto:office@topomed.de)  
Tel.: 0 89 / 3 19 51 25 - Fax 0 89 / 3 19 11 60



WG 10 VF

Preise €, freibleibend, per Stück, zzgl. Versandkosten

15.05.2021

**Non Contact Tonometer Reichert 7 CR (Cornela Response Technology)**

