



#### Non Contact Tonometer NCT TOMEY Mod. FT-1000

Das Non Contact Tonometer TOMEY Mod. FT-1000 ohne Pachymetrie, mit besonders leisen und sanften Luftstoß, arbeitet äußerst leise und bedienerfreundlich.

Ermöglicht wird dies durch eine stabile Air-Puff-Kontrolle, welche exakte und schnelle Messungen garantiert.

- Bedienteil mit Kopfstütze und Farb-Display und Touch-Screen
- vollautomatische Ausrichtung
- 1-fach Messung oder automatische 3-fach Messung
- Messbereich 0 – 60 mm Hg
- RS232 Schnittstelle
- eingebauter Drucker

#### Stromversorgung:

- 100-240V – 50/60 Hz

#### Abmessungen:

- ca. 306 x 493 x 463 mm (B x H x T)

#### Versandgewicht:

- 22 kg

#### Lieferumfang:

- 1 x Non Contact Tonometer TOMEY Mod. FT-1000 mit Netzkabel

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
200.13.030	Tomey FT-1000	7.142,86	8.500,00