



VORFÜHRGERÄT:

Non Contact Tonometer NCT TOMEY Mod. FT-1000

Das Non Contact Tonometer TOMEY Mod. FT-1000 ohne Pachymetrie, mit besonders leisen und sanften Luftstoß, arbeitet äußerst leise und bedienerfreundlich.

Ermöglicht wird dies durch eine stabile Air-Puff-Kontrolle, welche exakte und schnelle Messungen garantiert.

- Bedienteil mit Kopfstütze und Farb-Display und Touch-Screen
- vollautomatische Ausrichtung
- 1-fach Messung oder automatische 3-fach Messung
- Messbereich 0 – 60 mm Hg
- RS232 Schnittstelle
- eingebauter Drucker

Stromversorgung:

- 100-240V – 50/60 Hz

Abmessungen:

- ca. 306 x 493 x 463 mm (B x H x T)

Versandgewicht:

- 22 kg

Lieferumfang:

- 1 x Non Contact Tonometer TOMEY Mod. FT-1000 mit Netzkabel - Vorführgerät

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
200.13.030-VF	Tomey FT-1000	6.554,62	7.800,00