



Messbrille TOPOMED Mod. TTF-120

Unser Klassiker - die Standard Messbrille TTF-120 von TOPOMED - für den täglichen Einsatz in der subjektiven Refraktion (subjektive Brillenglasbestimmung) – universal einsetzbar.

- für Probierglas 38 mm
- für 5 Paar Gläser (3 vorne, 2 hinten)
- rechts und links getrennt einstellbare PD von 48 bis 80 mm
- Nasenauflage höhenverstellbar und neigbar
- Bügellänge und Bügelneigung einstellbar
- Glasaufnahme drehbar 360 Grad
- Messvorrichtung für HSA
- angenehme weiche Soft-Nasenauflage
- flexible biegsame Ohrbügel

- Material: Leichtmetall / Kunststoff
- Gewicht: ca. 58 Gramm

Versandgewicht:

- 0,5 kg

Lieferumfang:

- 1 x Messbrille Topomed Mod. TTF-120

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
235.42.197	TTF-120	191,60	228,00

