



#### **Instrumententisch / Schwerlasttisch / Tisch symmetrisch TOPOMED Mod. TST-1300-K**

Der Instrumententisch TST-1300 ist das stabilste Modell von Topomed, sehr massiv und standstabil bis zu 100 kg Belastung (zentral platziert).

Mit seinem ca. 35 kg schweren Eisengussfuß und einem Gesamtgewicht von ca. 59 kg ist er so stabil, wie kein anderer Tisch von Topomed.

Mit seiner symmetrischen Motorsäule ist universell einsetzbar, und durch die elektrischen Höhenverstellung, passt er sich hervorragend an die notwendige Höhenposition an.

Der TST-1300 ist geeignet für z.B.: Refraktometer – Keratometer – Non-Contact-Tonometer – Perimeter – Spaltlampen - Irlismikroskope – Scheitelbrechwertmesser u.ä.

- Tischplatte V-Form ca. 60 x 50 cm
- elektromotorische Höhenverstellung durch Handschalter von ca. 64,5 bis 94,5 cm
- 2 Steckdosen oben an der Hubsäule (unter der Tischplatte)
- belastbar bis ca. 100 kg (zentral platziert)
- schwerer Eisengussfuß ca. 35 kg – H-Form für Rollstuhlfahrer
- Gesamtgewicht: ca. 59kg
- Ausführung mit 4 Rollen und 4 Stellfüße
  
- Stromversorgung: 230 V / 50/60 Hz

Versandgewicht:

- 90 kg

Lieferung:

- durch Spedition

Lieferumfang:

- 1 x Instrumententisch TST-1300-K

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
100.12.095	TST-1300-K	1.800,00	2.142,00