



GEBRAUCHTGERÄT:

Phoro-pterarm mit Wandhalterung TOPOMED Mod. TPA-200

für AO-Typ Phoro-pter von z.B.: AO - American Optical - Essilor - Leica - Magnon - Nidek - Reichert - Tomey - Topcon

- Phoro-pterarm für Säule mit 41 mm Durchmesser
- mit vertikaler und horizontaler Verstellung
- feststellbar durch Klemmhebel
- Wandhalterung mit Säule 41 mm Durchmesser

Zustand:

- sehr guter gebrauchter Zustand – Gerät überprüft und gereinigt

Versandgewicht:

- 14 kg

Lieferumfang:

- 1 x Phoro-pterarm mit Wandhalterung TPA-200 - gebraucht

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
999.06.041	TPA-200	411,76	490,00