



**manueller Phoropter REICHERT / AO / AMERICAN OPTICAL Mod. ULTRAMATIC RX MASTER mit Minus Zylinder**

Das ORIGINAL und der vermutlich beste manuelle Phoropter weltweit. Der ULTRAMATIC RX MASTER PHOROPTER besteht aus über 1.000 Einzelteilen und wird in Handarbeit gefertigt. Jeder einzelne Phoropter überzeugt durch unvergleichbare Qualität in allen Einstellungen.

Im Jahre 1956 wurde der RX MASTER von AO - American Optical erstmals vorgestellt, er wurde zum Prototyp aller modernen Phoropter. Seit 1967 wird der ULTRAMATIC RX MASTER weltweit vertrieben, und seit 1982 von REICHERT hergestellt.

- entspiegelte Gläser
- mitlaufender Kreuzzylinder
- Prismenkompensator 0 - 20 cm / m
- Prismen HSA-Ablesung
  
- Messbereich: sph. -19,00 bis + 16,75 dpt.
- Messbereich: cyl. 0,00 bis - 6,00 dpt.
- Pol-Filter: Lineare Polarisation 45 Grad linkes Auge, 135 Grad rechtes Auge
  
- Farbe: weiss (helles grau)



Hilfslinsenscheibe:

- Q: offenes Feld
- R: Skioskopierlinse 1,5 dpt.
- P: lineare Polarisationsfilter: 45 Grad linkes Auge / 135 Grad rechtes Auge
- RMH: Maddox rot horizontal - rechtes Auge
- RMV: Maddox rot vertikal - rechtes Auge
- WMH: Maddox weiss horizontal - linkes Auge
- WMV: Maddox weiss vertikal - linkes Auge
- RL: Rotfilter linkes und rechtes Auge
- GL: Grünfilter linkes und rechtes Auge
- O: offenes Feld
- +0.12: Linse +0,12 dpt. sph.
- PH: Lochblende
- 6^U: Prismen 6 cm/m rechtes Auge
- 10^I: 10 cm/m linkes Auge
- +/- 0,50: feststehender Kreuzzylinder +/- 0,50 dpt.
- OC: Ocluder

Standardzubehör:

- Nahprüfstange, Nahleseprobe, drehbarer Kartenhalter, Staubschutzhaube, Gesichtsschilder, Zubehörfach mit Zusatzzylinder

Aufnahmehalterung:

- Reichert / AO

INFO:

- benötigen Sie eine andere Phoropter-Aufnahmehalterung – setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung
- benötigen Sie zirkulare Polarisation - setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung

Versandgewicht:

- 7 kg

Lieferumfang:

- 1 x manueller Phoropter Reichert Mod. ULTRAMATIC RX MASTER - weiss

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
235.20.005	Phoropter Reichert ULTRAMATIC RX MASTER	3.823,53	4.550,00



**Phoropter REICHERT / AO / AMERICAN OPTICAL Mod. ULTRAMATIC RX MASTER**

