



**Nahprobe und drehbarer Kartenhalter + Nahlesestange**

für AO-Typ Phoropter von z.B. AO – American-Optical – Ametek – Essilor – Leica – Magnon – Nidek – Reichert – Tomey – Topcon

**Nahprobe TOPOMED TNP-100 für drehbaren Kartenhalter**

- die Nahprobe wird an den drehbaren Kartenhalter mit einem Clip befestigt
- Nahprobe mit 12 verschiedenen Testen
- die Teste werden einfach in der Nahprobe weitergedreht

Versandgewicht:

- 1 kg

Lieferumfang:

- 1 x Nahprobe TNP-100 für drehbaren Kartenhalter



Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
200.20.122	Nahprobe TNP-100 für drehbaren Kartenhalter	96,64	115,00

**drehbarer Kartenhalter mit Befestigungsclip**

- der drehbare Kartenhalter wird auf die Nahlesestange geschoben
- an den drehbaren Kartenhalter wird die Nahprobe mit dem Clip befestigt

Versandgewicht:

- 1 kg

Lieferumfang:

- 1 x drehbarer Kartenhalter mit Befestigungsclip



Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
200.20.123	drehbarer Kartenhalter	108,40	129,00

**Nahlesestange für drehbaren Kartenhalter**


- Auf die Nahlesestange wird der drehbarer Kartenhalter geschoben

Versandgewicht:

- 1 kg

Lieferumfang:

- 1 x Nahlesestange für drehbaren Kartenhalter



Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
200.20.124	Nahlesestange für drehbaren Kartenhalter	91,60	109,00



**Nahprobe TOPOMED TNP-100 mit 12 verschiedenen Tests**

