



### Universal Messbrille OCULUS Mod. UB-3

Der Klassiker zur subjektiven Brillenglasbestimmung von Oculus. Sämtliche Bedienelemente sind griffgünstig gestaltet und bis ins letzte Detail funktional konzipiert

- für Probierglas 38 mm
- für 5 Paar Gläser (3 vorne, 2 hinten)
- rechts und links getrennt einstellbare PD von 50 bis 80 mm
- Nasenauflage höhenverstellbar und neigbar
- Bügellänge und Bügelneigung einstellbar
- Glasaufnahme drehbar 360 Grad
- Messvorrichtung für HSA
- angenehme weiche Soft-Nasenauflage
- flexible biegsame Ohrbügel
- Material: Leichtmetall / Kunststoff
- Gewicht: ca. 52 Gramm

#### Versandgewicht:

- 0,5 kg

#### Lieferumfang:

- 1 x Messbrille Oculus Mod. UB-3

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
235.42.181	UB-3	354,00	421,26

