



Sehzeichenprojektor TOPOMED TCP-5000 LED

- mit Infrarot-Fernbedienung
- Standfuß + Aufnahmezapfen
- Selektivhandschalter mit div. Funktionen
- individuell wählbare Tests
- Zeilenausblendung horizontal, vertikal und einzel
- automatische Abschaltung „Stand-by“-Betrieb
- Projektionsentfernung ca. 2,00 – 7,00 m
- Staubschutzhaube
- Projektionsfläche
- LED-Beleuchtung

mit Sehzeichenscheibe bestehend aus:

- Buchstaben 0,05 – 2,0
- E-Haken 0,05 – 2,0
- Landoltringe 0,05 – 1,6
- Zahlen 0,1 – 1,0
- Kinderbilder 0,1 – 1,0

Binokulartests:

- Punkteschar, Kreuzmuster, Worth, Schober, Horizontal-Koinzidenz, Astigmatismus, Rot-Grün, Binokular-Balance, Fixierpunkt, Phorie

Stromversorgung: 220-230V

Versandgewicht:

- 8,5 kg

Lieferumfang:

- 1 x Sehzeichenprojektor TOPOMED Mod. TCP-5000 LED
- mit Infrarotfernbedienung, Standfuß, Aufnahmezapfen, Staubschutzhaube, Gebrauchsanweisung

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
235.22.258	TCP-5000 LED	1.252,10	1.490,00



**Sehzeichenprojektor TOPOMED TCP-5000 LED**

