



PD-Messer / Pupilendistanzmesser / Pupillometer TOPOMED Mod. TPM-120

mit einem PD-Messer wird der Augenabstand gemessen, d.h. der Abstand zwischen den linken Auge und dem rechten Auge (Mittelpunkt der jeweiligen Pupille).

Die Entfernung zwischen den Pupillenmittelpunkten ist der Augenabstand, in der Fachsprache auch Pupillendistanz (PD) genannt. Der Augenabstand wird zum Anpassen einer Brille benötigt.

- Messbereich 30 cm bis unendlich
- Abstufung 0,05 mm
- Messung: binokular, rechts und links
- automatische Abschaltung „Stand-by Betrieb“
- PD 45 bis 82 mm
- Abstufung 0,5 mm
- Stromversorgung: 3V, 2 x Batterie AA

Lieferumfang:

- 1 x PD-Messer TPM-120

Versandgewicht:

- 1,4 kg

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. MwSt.
236.10.004	TPM-120	240,34	286,00



PD-Messer / Pupilendistanzmesser / Pupillometer TOPOMED Mod. TPM-1 20

